



Lonos Test

**Macchine Prova Materiali
Universal Testing Machines**

SONDE PER APPARECCHIATURE PER PROVE NON DISTRUTTIVE

- 1-Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 90° base tonda Ø 27 tipo Q2 2Mhz
- 2- Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 90° base tonda Ø 27 tipo Q4 4Mhz
- 3- Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 90° base tonda Ø 27 tipo B2S 2Mhz
- 4- Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 90° base tonda Ø 27 tipo B4S 4Mhz
- 5- Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 90° base tonda Ø 40 tipo B1S 1Mhz
- 6- Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 180° base rettangolare 70x25 tipo 35612 2Mhz
- 7- Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 45° base rettangolare 43x24 tipo WB45 2Mhz
- 8- Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 60° base rettangolare 43x24 tipo WB60 2Mhz
- 9- 2 sonde ad ultrasuoni Krautkramer angolate 70° base rettangolare 43x24 tipo WB70 2Mhz
- 10- Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 80° base rettangolare 53x24 tipo WB80 2Mhz
- 11- 2 sonde ad ultrasuoni Krautkramer cilindriche con testa concava Ø 13 tipo MB4TLF

N.B. da 1 a 11 i connettori sono come mostrati in foto (A)

- 12-Sonda a ultrasuoni cilindrica N23 Ø 39
 - 13-2 sonde ad ultrasuoni Krautkramer cilindriche Ø 24 tipo B2S-N 2Mhz
 - 14-Sonda ad ultrasuoni Krautkramer angolata 45° base 50x25 tipo WB45-2 2Mhz
 - 15-Sonda ad ultrasuoni angolata 45° base rettangolare 52x28 0.5Mc N-2302
 - 16-Sonda ad ultrasuoni angolata 60# base rettangolare 52x28 0.5Mc N-2303
 - 17-Sonda ad ultrasuoni cilindrica Ø 27
 - 18-Sonda ad ultrasuoni krautkramer angolata 60° tipo MWB60-N2 base 15x22 2Mhz
 - 19-Sonda ad ultrasuoni cilindrica krautkramer angolata 4° tipo MB4F Ø11
 - 20-Sonda ad ultrasuoni cilindrica Ø13 con testa piana tipo 22K 53341
- + 2 cavi di collegamento

N.B. da 12 a 20 i connettori sono come mostrati in foto (B)

US-Y-01